

# ポビドンヨード液10%消毒用アプリーケーター「オーツカ」 ～取扱いと注意点～

## 操作方法

STEP  
1

### ブリスター包装の開封

ブリスター包装の  
開封口からシールを  
ゆっくり剥がす。

注意:ブリスター包装は  
使用直前まで  
開封しないこと。



STEP  
2

### 薬液容器の開通 フォームへの浸透

スリーブの先端を押し  
て薬液容器を  
開通させる。

注意:薬液容器開通時は薬液がハンドル内  
からなくなるまでフォーム面を下にし、  
水平に保持すること。



正面



消毒部位に適量を塗布する。

単回使用



## 開通操作時の注意点

フォームを水平に保持しないと薬液  
が垂れるおそれがある。

### フォームが水平でない ハンドルの把持パターン

例)フォーム先端を上方に  
向けるハンドルの把持



例)ハンドルの  
垂直把持



アプリーケーターを逆さまにすると薬液  
が漏れるおそれがある。

### 逆さまのパターン

