

一般医療機器 手動式圧注入調節装置

半固形栄養剤用加圧バッグ

新発売のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび「ラコール®NF配合経腸用半固形剤」の投与における利便性を高めるため、半固形栄養剤を空気圧にて押し出す手動式圧注入調節装置「半固形栄養剤用加圧バッグ」を、2019年2月5日(火)に新発売させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

今後とも、なお一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

【半固形栄養剤用加圧バッグ】

ラコール®NF配合経腸用半固形剤にご使用いただけます。



■ 使用目的又は効果

本品は、半固形栄養剤の容器に、外から所定圧を加えることによって、栄養剤を吐出させるバッグである。

■ 大塚製薬株式会社[035]

| 製品名 | 包装 | 統一商品コード[035] | メーカー希望価格 | 寸法・重量 |
|--------------|---------|--------------|----------|--------------------------|
| 半固形栄養剤用加圧バッグ | 1セット | 59161-0 | 5,850円 | 200×400(mm) 約170g |
| | 1セット×50 | 59160-3 | — | 550×405×300(mm) 約10kg |

※価格は税抜(本体)価格で表示しております。

※メーカー希望価格は参考価格として表示したものです。

| 半固形栄養剤用加圧バッグ | | |
|--------------------|---|--|
| 使用期限 | 製造後36ヵ月 | |
| 医療機器届出番号 | 34B1X00001000102 | |
| 医療機器クラス分類 | 一般医療機器(クラスI) | |
| 一般的名称 (JMDNコード) | 手動式圧注入調節装置 (13100001) | |
| 品目コード | 120600100 | |
| 保管方法 | 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管 | |
| JANコード |  4 987035 591610 | |
| GS1-128 | 1セット |  (01)04987035591610 |
| | 1セット×50 |  (01)14987035591617 |

発売日：2019年2月5日(火)



Otsuka

販売提携

大塚製薬株式会社

販売提携

株式会社大塚製薬工場



製造販売業者

株式会社 ジエイ・エム・エス

お問い合わせ先: 株式会社大塚製薬工場 輸液DIセンター TEL 0120-719-814 受付時間 9:00~17:30(土・日、祝日、弊社休業日を除く)